

► Montage- und Gebrauchsanweisung

Assembly and operating instructions /
Montage et d'utilisation /
Montage- en gebruiksaanwijzing

Technische Daten / Technical details / Caractéristiques techniques / Technische gegevens:

Art.-Nr. / Item no. / N° art. / Art.nr.	10 200	Duschhocker mit Armlehnen / Shower Stool with Armrest / Chaise de douche avec accoudoirs / Douchestoel met armleuning
	10 210	Duschstuhl mit Arm- u. Rückenlehne / Shower Chair / Chaise de douche avec accoudoirs et dossier / Douchestoel met arm- en rugleuning
	10 220	Duschstuhl mit Arm- und Rückenlehne, faltbar / Shower Chair, foldable / Chaise de douche pliable, avec accoudoirs et dossier / Douchestoel, inklapbaar, met arm- en rugleuning
Material / Matière / Materiaal:	Gestelle: Aluminium, Sitze und Rückenlehne: Polypropylen / Frame: Aluminium, seat and back rest: Polypropylene / Châssis : aluminium, surface assise et dossier : Polypropylène / Frame: Aluminium, zitting en rugleuning: Polypropeen	Farbe / Colour / Couleur / Kleur: weiß / white / blanc / wit
Länge / Length / Longueur / Lengte:	ca. / approx. / env. / ong. 53 cm	Sitzfläche / Seating surface / Surface d'assise / Zitvlak:
Breite / Width / Largeur / Breedte:	ca. / approx. / env. / ong. 54 cm	ca. / approx. / env. / ong. 41 x 42 cm
Höhe Sitzfläche: (4-fach verstellbar) / Height of seating area: (adjustable in 4 steps) / Hauteur de la surface d'assise : (réglable en 4 incréments) / Hoogte zitvlak: (viervoudig verstelbaar)	ca. / approx. / env. / ong. 46 - 54 cm	Gewicht / Weight / Poids : 10200: 3,3 kg 10210 / 1 0220: 4,25 kg
		maximale Belastung / maximum load / Charge max / Maximale belasting: 120 kg

Lebensdauer: ca. 5 Jahre /
Lifetime: approx. 5 years /
La vie: environ 5 ans /
Life: ongeveer 5 jaar



Sundo Homecare GmbH,

Bahnhofstraße 13, DE-30916 Isernhagen, Internet: <https://www.sundo-homecare.de>

Shanghai Maxcare Medical Device Co., Ltd.

No. 93, Dianxing Rd., Dianshanhu Town, Kunshan City, Jiangsu Province, P.R. China, 215345

EC REP Riomavix Sociedad Limitada, Calle de Almansa 55, 1D, ES - Madrid 28039



sundo
HOMECARE



**Duschhocker mit Armlehnen /
Shower Stool with Armrest /
Chaise de douche avec accoudoirs /
Douchestoel met armleuning**

Art.-Nr. / Item No. / N° art. / Art.nr. 10 200

[HMV-Nr. 04.40.03.1026]



**Duschstuhl mit Arm- und Rückenlehne,
Hygieneausschnitt /
Shower Chair /**

*Chaise de douche avec accoudoirs et dossier /
Douchestoel met arm- en rugleuning*

Art.-Nr. / Item No. / N° art. / Art.nr. 10 210

[HMV-Nr. 04.40.03.2037]



**Duschstuhl mit Arm- und Rückenlehne, faltbar /
Shower Chair, foldable /
Chaise de douche pliable, avec accoudoirs et dossier /
Douchestoel, inklapbaar, met arm- en rugleuning**

Art.-Nr. / Item No. / N° art. / Art.nr. 10 220

[HMV-Nr. 04.40.03.2038]

sundo
HOMECARE

Montage:

Mittelstück auf das Seitenteil aufstecken und mit Schraube, Unterlegscheibe und Mutter fest verschrauben. Hierbei müssen die Zapfen des Mittelstückes nach vorn zeigen. Anschließend wird die Sitzfläche auf den Rahmen durch Druck eingerastet.

Assembly:

Attach the middle piece to the side part and firmly fasten using a screw, washer and screw nut. The pins on the middle piece should point forwards. Then the seating surface is to be latched onto the frame by pressing down.

Montage :

Placez la pièce du milieu sur le pièce latérale et fixez-la avec la vis, la rondelle et l'écrou. Les tiges de la pièce du milieu doivent pointer vers l'avant. Ensuite, encliquez la surface d'assise sur le châssis en y appuyant.

Montage:

Het middenstuk op de zijanten zetten en met schroef, ringetje en moer vastschroeven. Hierbij moeten de pinnen van het middenstuk naar voren wijzen. Daarna wordt het zitvlak op het frame geklikt.

Höhenverstellung:

Die Höhe des Duschkockers wird an den Beinen eingestellt. Zuerst muss der Halteclip herausgezogen werden. Nun wird das Teleskoprohr auf die gewünschte Länge herausgezogen. Anschließend wird der Halteclip wieder vollständig eingerastet.

Height adjustment:


The shower seat height is adjusted on the legs. To do so, the retaining clip must be removed. Then the telescopic tube can be retracted to the desired length. Finally, the retaining clip is fully latched on once again.

Réglage de la hauteur :

Le réglage de la hauteur de la chaise de douche s'effectue par les jambes. Tout d'abord, retirez le clip de fixation. Maintenant, sortez le tube télescopique à la longueur désirée. Ensuite, ré-encliquez le clip de fixation.

Hoogte verstellen:

De poten van de doucheleuning zijn in hoogte verstelbaar. Eerst de vergrendelingsclip eruit trekken. Nu kunt u de telescopische buis tot de gewenste lengte uittrekken. Daarna de vergrendelingsclip weer goed vastklikken.



NL

Gebruiksdoel:

De doucheleuning is een medisch product en is ontworpen als zit- en stalup voor personen die een beperkte stabiliteit/functie hebben van de onderste extremiteiten. Dankzij de hygiëne-uitsparing is de lichaamsverzorging onder de douche mogelijk resp. eenvoudiger. De doucheleuning zonder rugleuning mag alleen worden gebruikt door personen die zittend zelf hun evenwicht kunnen bewaren. Alle producten mogen alleen worden gebruikt met hulp van een zorgverlener.

Indicatie:

Moeite met (langdurig) staan, evenwichtsproblemen, algemene zwakte

Contra-indicatie:

Duizeligheid, verminderd evenwichtsgevoel, onvoldoende controle over de romp, verwardheid, onvoldoende lichamelijke of mentale capaciteiten voor het gebruik

Artikelomschrijving/uitvoeringen:

De doucheleuning wordt gebruikt om comfortabel en veilig zittend onder de douche het lichaam te wassen. Hij is gemaakt van aluminium en kunststof en is instelbaar in vier verschillende zithoogtes. De zitting heeft een antislipstructuur, dankzij de hygiëne-uitsparing kunnen de intieme delen eenvoudig worden gewassen. Er zijn diverse modellen (zie technische gegevens), laat u bij de keuze van de geschikte stoel adviseren door een deskundige. Alleen een bevoegde en geschoolde deskundige mag de doucheleuning uitproberen, monteren en de instructies voor het gebruik geven. Het product mag alleen worden gebruikt met hulp van een begeleider/zorgverlener. Het model is ontworpen voor gebruik in de thuisituatie, het model mag alleen in aanraking komen met een onbeschadigde huid en mag niet worden gebruikt voor meerdere patiënten. Een ander gebruik of gebruik buiten de hierboven beschreven aanwijzingen geldt als niet volgens de gebruiksaanwijzing. Voor daaruit voortvloeiende schade draagt uitsluitend de gebruiker verantwoordelijkheid, Sundo GmbH of de fabrikant is daarvoor niet aansprakelijk. Alle ernstige incidenten die met dit product samenhangen moeten direct worden gemeld aan de fabrikant of de bevoegde autoriteiten.

Vóór gebruik / onderhoud:

Lees eerst deze gebruiksaanwijzing volledig door en bewaar ze bij de verpakking tot het einde van de levensduur van het product. Controleer voor het eerste en elk volgende gebruik of het product onbeschadigd is. Controleer tevens voor elk gebruik of de doucheleuning stevig staat en ga regelmatig na of alle schroeven en de zitting goed vastzitten. Bij tekenen van beschadigingen of slijtage mag de doucheleuning niet (meer) worden gebruikt. Verder onderhoud is niet nodig als u de veiligheidsvoorschriften in acht neemt.

Reiniging en desinfectie:

- ▶ De doucheleuning kan worden schoongemaakt met een algemeen schoonmaakmiddel, dat geen olie, vet of schuurmiddel bevat.
- ▶ Het hulpmiddel kan met een algemeen desinfectiemiddel zonder chloor in het wisselingsproces gedesinfecteerd worden.

Belangrijk: Bij gebruik van desinfecterende middelen dient u de instructies van de fabrikant op te volgen.

⚠ Veiligheidsinstructies:

- ▶ Alleen gebruiken door personen met voldoende fysieke en mentale capaciteiten, indien nodig onder toezicht van een verzorger.
- ▶ Let op, verstikkings- en verwondingsgevaar! Het product en de verpakking zijn geen speelgoed, laat kinderen niet zonder toezicht achter!
- ▶ Lichaamsgewicht van de patiënt: maximaal 120 kg!
- ▶ Als u de doucheleuning vastpakt in de ruimte tussen het frame en het zitvlak bestaat er klemgevaar.
- ▶ Bij het monteren en demonteren bestaat ook klemgevaar.
- ▶ De doucheleuning niet gebruiken bij personen die hun evenwicht niet kunnen bewaren tijdens het zitten.
- ▶ Het verzorgend personeel moet voor gebruik controleren of de doucheleuning stabiel staat en of de zijkant van het frame correct in het frame is geplaatst.
- ▶ Er moet altijd iemand hulp bieden bij het gebruik van de doucheleuning, vooral bij het zittengaan en opstaan!
- ▶ Als delen van de doucheleuning verbogen of vervormd zijn is de kruk niet meer bruikbaar!
- ▶ Alle 4 poten moeten op dezelfde hoogte worden afgesteld en de doucheleuning moet stabiel op alle 4 poten staan!
- ▶ Vooral met het opvouwbare model moet u ervoor zorgen dat de stoel volledig is uitgeklapt en stevig staat.
- ▶ Gebruik en span **beide armleningen** altijd gelijkmatig, anders bestaat het risico op kantelen en vallen!

Garantie: volgens de wet op garantie. Uitzonderd: schade die veroorzaakt is door verkeerd gebruik, normale slijtage en gebruik en tekortkomingen die de waarde of het gebruik van het product in beperkte mate beïnvloeden. De garantie en de algemene productaansprakelijkheid vervallen bij technische veranderingen en onjuiste onderhoudswerkzaamheden. Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden.

FR

Usage prévu :
La chaise de douche est un dispositif médical et est conçu comme une aide pour s'asseoir et se lever pour les personnes ayant une stabilité/fonction limitée des membres inférieurs. La découpe hygiénique facilite, ou rend possible, l'hygiène corporelle dans la douche. Toutefois, le siège de douche sans dossier ne peut être utilisé que par des personnes capables de contrôler leur équilibre seules lorsqu'elles sont assises. Tous les produits doivent être utilisés avec l'aide de personnel soignant.

Indication :
Capacité limitée à se tenir debout, capacité limitée à se lever, faiblesses générales

Contre-indications :
Vertiges, problèmes d'équilibre, manque de contrôle au niveau du tronc, états de confusion, capacités physiques ou mentales inadéquates à l'utilisation

Description de l'article / Modèles :
La chaise de douche permet une hygiène personnelle plus confortable et plus sûre en étant assis sous la douche. Il est fabriqué en aluminium et en plastique et est réglable en quatre hauteurs d'assise différentes. L'assise est équipée d'une surface antidérapante, la découpe hygiénique facilite les soins du corps et l'hygiène intime. Il existe différents modèles (voir les données techniques), le choix de la chaise appropriée doit être fait à l'aide de personnel qualifié. L'essai, le montage et la familiarisation avec le produit ne doivent être effectués qu'avec l'aide de personnel spécialisé autorisé et formé. L'article ne peut être utilisé qu'avec l'aide d'un accompagnateur/soignant. Le modèle est conçu pour un usage domestique, le modèle ne doit entrer en contact qu'avec une peau intacte et non blessée et ne doit pas être utilisé avec plusieurs patients différents. Toute autre utilisation ou toute utilisation au-delà de celle décrite ci-dessus est considérée comme non conforme. SUNDO GmbH ou le fabricant ne sont pas responsables des dommages qui en résultent ; le risque est supporté exclusivement par l'utilisateur. Tout incident grave survenant en rapport avec ce produit doit être immédiatement signalé au fabricant ou à l'autorité responsable.

Avant utilisation / Entretien :
Lisez tout d'abord ce mode d'emploi dans son intégralité et conservez-les avec l'emballage jusqu'à la fin de la durée de vie du produit. Avant d'utiliser le produit pour la première fois et à chaque fois après l'utilisation, veuillez vérifier si le produit n'est pas endommagé. Vérifiez également la bonne tenue du siège de douche avant chaque utilisation, contrôlez régulièrement les vissages et la stabilité du siège. S'il y a des signes d'endommagement ou d'usure, le siège de douche doit pas (plus) être utilisé. Aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire si les consignes de sécurité sont respectées.

Nettoyage et désinfection :
► La chaise de douche peut être nettoyée avec un nettoyant disponible dans le commerce. Assurez-vous qu'il ne contient pas d'huile, de graisse, ou des abrasifs.
► Le moyen auxiliaire peut être désinfecté avec un désinfectant sans chlore disponible dans le commerce dans le processus de désinfection par lingette.


Important : Lors de l'utilisation de désinfectants, il faut respecter les instructions d'utilisation du fabricant.

⚠ Consignes de sécurité :



- Utilisation uniquement par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont suffisantes pour cela, le cas échéant sous la surveillance d'un accompagnateur.
- Attention, risque d'étouffement et de blessure ! Le produit et son emballage ne sont pas des jouets, veuillez ne pas laisser les enfants s'en servir sans surveillance !
- Poids de l'utilisateur : max. 120 kg !
- En insérant la main dans l'espace entre le cadre et la surface d'assise, il y a un risque d'écrasement !
- Lors du montage et du pliage, il y a un risque d'écrasement !
- L'utilisation de la chaise de douche par les personnes ne pouvant pas contrôler leur équilibre en position assise n'est pas permise.
- Avant l'utilisation, faites vérifier le positionnement solide et correct du châssis latéral dans la réception du cadre latéral par le soignant !
- Lors de l'utilisation de la chaise de douche, le soignant doit toujours soutenir le patient !
- Si des parties de la chaise de douche sont pliées ou déformées, celle-ci ne doit plus être utilisée !
- Tous les 4 pieds doivent être réglés à la même hauteur et la chaise de douche doit solidement reposer sur les 4 pieds !
- En ce qui concerne le modèle pliable, assurez-vous que la chaise est complètement déployée et solide.
- Utilisez et chargez **toujours les deux accoudoirs** uniformément, sinon il y a un risque de basculement et de chute!

Garantie : Conformément aux droits de garantie légaux. Sont exclus de la garantie : l'usure normale et l'endommagement et/ou l'usure causé(e) par une utilisation inappropriée ainsi que les défauts qui affectent la valeur ou la facilité d'utilisation du dispositif que de manière insignifiante. Des modifications ou des travaux de remise en état ainsi qu'une maintenance incorrecte annuleront la garantie et la responsabilité produit en général. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications servant au progrès technique et au développement.

Modell ohne Rückenlehne Model without backrest Modèle sans dossier Model zonder rugleuning



Modell mit Rückenlehne Model with backrest Modèle avec dossier Model met rugleun



Beim Modell mit Rückenlehne wird diese durch Aufschieben auf die Seitenteile bis zum Anschlag befestigt. Anschließend die kleinen weißen Plastikschrauben links und rechts in die dafür vorgesehenen Löcher eindrücken, um ein ungewolltes Hochrutschen der Rückenlehne zu vermeiden.

For models with back rest, this is attached by sliding it over the side part until the mechanical stop. Then press the small white plastic screws on the left and right into the provided holes to avoid accidentally sliding up the back.

Chez le modèle avec dossier, celui-ci est fixé par l'insertion des pièces latérales jusqu'à la butée. Ensuite, enfoncez les petites vis en plastique blanc à gauche et à droite dans les trous prévus pour éviter de faire glisser accidentellement le dossier.

Bij het model met rugleuning wordt de rugleuning op de zijkant van het frame geschoven tot aan de aanslag. Druk vervolgens de kleine witte plastic schroeven links en rechts in de daarvoor bestemde gaten om te voorkomen dat de leuning per ongeluk omhoog schuift.

DE

Verwendungszweck:

Der Duschstuhl ist ein Medizinprodukt und als Sitz- und Aufstehhilfe für Personen konzipiert, bei denen eine eingeschränkte Standsicherheit/Funktion der unteren Extremitäten vorliegt. Der Hygieneausschnitt kann die Körperpflege unter der Dusche erleichtern bzw. ermöglichen. Der Duschstuhl ohne Rückenlehne darf jedoch nur von Personen genutzt werden, die ihr Gleichgewicht im Sitzen eigenständig kontrollieren können, alle Produkte sollten nur mit Unterstützung einer Betreuungsperson genutzt werden.

Indikation:

Eingeschränkte Stehfähigkeit, eingeschränkte Standsicherheit, allgemeine Schwächezustände

Kontraindikation:

Schwindel, gestörte Gleichgewichtsfunktion, mangelnde Rumpfkontrolle, Verwirrheitszustände, nicht ausreichende körperliche oder mentale Fähigkeiten zur Nutzung

Artikelbeschreibung / Ausführungen:

Der Duschstuhl wird für eine bequeme und sicherere Durchführung der Körperpflege im Sitzen unter der Dusche genutzt. Er besteht aus Aluminium und Kunststoff und ist in vier verschiedenen Sitzhöhen einstellbar. Die Sitzfläche ist mit einer rutschhemmenden Oberfläche ausgestattet, der Hygieneausschnitt erleichtert die Körperpflege und Intimhygiene. Es gibt unterschiedliche Modelle (s. technische Daten), die Auswahl des geeigneten Stuhls sollte zusammen mit dem Fachpersonal erfolgen. Die Erprobung, Montage und Einweisung in den Gebrauch darf nur durch autorisiertes, geschultes Fachpersonal erfolgen. Der Artikel sollte nur mit Hilfe einer Begleitperson/ Pflegekraft verwendet werden. Das Modell ist für den häuslichen Gebrauch konzipiert, das Modell darf nur mit intakter, unverletzter Haut in Berührung kommen und nicht patientenübergreifend eingesetzt werden. Eine andere oder darüberhinausgehende Verwendung als die oben genannte ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden besteht keine Haftung durch die SUNDO GmbH oder den Hersteller, das Risiko trägt der ausschließlich der Verwender. Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretenden schwerwiegende Vorfälle sind unverzüglich dem Hersteller oder der zuständigen Behörde zu melden.

Benutzung / Wartung:

Lesen Sie sich zunächst die vorliegende Gebrauchsanleitung vollständig durch und bewahren Sie diese mit der Verpackung bis zum Ende der Produktlebensdauer auf. Bitte überprüfen Sie vor dem Erstgebrauch und jeder Nutzung, ob das Produkt unbeschädigt ist. Ebenso vor jeder Nutzung den sicheren Stand des Duschstuhls prüfen, regelmäßig Verschraubungen und Stabilität des Sitzes kontrollieren. Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß darf der Duschstuhl nicht (mehr) genutzt werden. Eine weitere Wartung ist unter Beachtung der Sicherheitshinweise nicht erforderlich.

Benutzung:

Vor der Benutzung muss die Betreuungsperson den sicheren Stand prüfen. Sollte der Duschhocker kipplern, verändern Sie seinen Stand so, dass er sicher steht. Zum Hinsetzen und Aufstehen immer die Hilfe der Betreuungsperson in Anspruch nehmen. Sitzen Sie immer aufrecht und in der Mitte des Duschhockers, ansonsten besteht Kipp- und Ausrutschsgefahr!

Reinigung und Desinfektion:

- Der Duschstuhl kann mit handelsüblichen Haushaltsreinigern gesäubert werden, achten Sie hierbei bitte darauf, dass dieser keine Öle, Fette oder Scheuermittel enthält.
- Das Hilfsmittel kann im Wischdesinfektionsverfahren mit einem handelsüblichen, chlorfreien Desinfektionsmittel desinfiziert werden.

Wichtig: Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln sind die Anwendungsvorschriften der Hersteller zu beachten.

⚠ Sicherheitshinweise:

- Achtung, Erstickungs- und Verletzungsgefahr! Produkt und Verpackung sind kein Spielzeug, bitte lassen Sie Kinder damit nicht unbeaufsichtigt!
- Der Duschstuhl darf nur bei zur Nutzung ausreichenden körperlichen / mentalen Fähigkeiten zum vorgesehenen Zweck genutzt werden, unter Aufsicht einer Betreuungsperson.
- Körpergewicht des Benutzers: maximal 120 kg!
- Beim Fassen in den Spalt zwischen Rahmen und Sitzflächen besteht Einklemmgefahr!
- Beim Zusammenbau und Zusammenfallen besteht ebenfalls Einklemmgefahr.
- Den Duschstuhl nicht bei Personen einsetzen, die ihr Gleichgewicht im Sitzen nicht kontrollieren können.
- Vor der Benutzung den sicheren Stand sowie den korrekten Sitz des Seitenrahmens in der Seitenrahmenaufnahme von der Betreuungsperson prüfen lassen!
- Für die Benutzung des Duschstuhls beim Hinsetzen und Aufstehen ist eine Hilfsperson nötig!
- Sind Teile des Duschstuhls verbogen oder verformt, ist dieser nicht mehr nutzbar!
- Alle 4 Füße müssen auf die gleiche Höhe eingestellt werden und der Duschstuhl muss sicher auf allen 4 Füßen stehen!
- Achten Sie besonders bei dem faltbaren Modell darauf, dass der Stuhl vollständig ausgeklappt ist und sicher steht.
- Benutzen und belasten Sie **immer beide Armlehnen** gleichmäßig, ansonsten besteht Kipp- und Sturzgefahr!

Garantie: Laut den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen. Von der Garantie ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normale Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Technische Änderungen und Anbauten sowie unsachgemäße Wartungsarbeiten führen zum Erlöschen der Garantie und der Produkthaftung allgemein. Wir behalten uns Änderungen vor, die der technischen Verbesserung dienen.

EN

Intended use:

The shower chair is a medical device and is designed as a sitting and standing aid for people with limited stability/function of the lower extremities. The hygiene cutout can facilitate or enable body care in the shower. However, the shower chair without a backrest may only be used by people who can independently control their balance while sitting, all products should only be used with the support of a caregiver.

Indication:

Limited ability to stand, limited stability, general weakness

Contraindication:

Dizziness, impaired balance function, lack of trunk control, states of confusion, insufficient physical or mental abilities for using it

Item description / Versions:

The shower chair is used to carry out personal hygiene while sitting in the shower in a comfortable and safe way. It is made of aluminium and plastic and can be adjusted to four different sitting heights. The seat is equipped with a non-slip surface, the hygiene cutout facilitates body care and intimate hygiene. There are different models (see technical data), the selection of a suitable chair should be made together with specialist personnel. Testing, assembly and instruction in use may only be carried out by authorised, trained specialist personnel. The item should only be used with the help of an accompanying person/caregiver. The model is designed for domestic use, the model must only come into contact with intact, uninjured skin and may not be used for more than one patient. Any other or additional use other than the one mentioned above must not be used. SUNDO GmbH or the manufacturer are not liable for any resulting damage; the user bears the sole risk. The manufacturer or competent authority must be notified immediately of all serious incidents relating to this product.

Before use / Maintenance:

First read these instructions for use completely and keep them with the packaging until the end of the product's life. Please check that the product is undamaged before the first use and each time it is used. Also check the safe position of the shower chair before each use, regularly check the screw connections and the stability of the seat. If there are signs of damage or wear, the shower chair must not be used (any more). Further maintenance is not required if the safety instructions are observed.

How to use:

Before use, the carer must ensure the stability of the seat. If the seat tilts, adjust it in such a way that it is stable. The carer must always provide support for sitting down and standing up. Always sit upright and in the middle of the shower seat, if not, there is a danger of tipping over or slipping!

Cleaning and disinfection:

- The shower chair can be cleaned with standard household cleaning agents, however, ensure that the cleaner does not contain oils, fats or abrasives.
- The apparatus can be disinfected in the wipe disinfection process using commercially-available chlorine-free disinfectant.

Important: When using disinfectants, always follow the manufacturer's instructions for use.

⚠ Safety instructions:

- Product and packaging are not toys, please do not leave children unattended with it!
- Use only by persons whose physical and mental abilities are sufficient for this purpose, under the supervision of a carer.
- Body weight of user: maximum of 120 kg!
- There is a danger of crushing if hands or extremities are placed in the gap between the frame and seating surface!
- There is also a danger of crushing during assembly and when collapsing the apparatus.
- The shower seat should not be used by persons who are incapable of controlling their balance while sitting.
- The person providing assistance must ensure the stability of the apparatus and check that the side frame is correctly placed in the side frame mount before using!
- A person must be present to provide assistance when sitting down on the shower chair and standing up!
- If parts of the shower chair are bent or warped, it can no longer be used!
- All 4 feet must be adjusted to the same height and the shower chair must sit firmly on all 4 feet!
- Especially with the foldable model, you must make sure that the chair is completely folded out and fixed.
- Always use and strain **both armrests** evenly, otherwise there is a risk of tipping and falling!

Warranty: In accordance with statutory warranty rights. Excluded from the warranty: Damage caused by improper use, normal wear and tear, and defects which do not significantly affect the value or usability of the device. Technical modifications and attachments, as well as improperly performed maintenance void the warranty and product liability in general. We reserve the right to make modifications aimed at improving technical features.