

Handleiding
Instruction Manual

circulation^{maxx}TM reviver

NEUROMUSCULAR STIMULATOR



ANOTHER GREAT PRODUCT DISTRIBUTED BY:


bioenergiser
WOLFF & BÜCHER AG




QUICK START GUIDE

PLEASE NOTE – THIS DEVICE DOES NOT VIBRATE – IT USES ELECTRICAL IMPULSES, NOT VIBRATION!

For detailed operation of your Circulation Reviver™ please refer to the comprehensive instructions within this manual.

To use Circulation Reviver™ immediately, follow this 5-point quick start guide.

1




Remove your Circulation Reviver™ from the packaging.

Take out the Remote Control and remove the screw from the back battery enclosure.


Insert 2 x AAA batteries into the compartment as per indication. Then screw up the battery enclosure.

2



Connect the DC adapter to a suitable mains outlet and plug the small DC socket into the device.

3



Turn on the power the central display will light up orange.


4



Remove your footwear and socks or stockings. Sit in a comfortable chair.

Both bare feet need to be on the device for it to work. Your left foot on the left foot plate, and your right foot on the right foot plate.

5



Increase the intensity levels for the foot by pressing the "SOLE+" or press "SOLE –" to decrease the intensity.


The intensity level ranges from 0-99, slowly increase the level until you begin to feel the micro-current stimulation.



CONTENTS

Important Safety information	3
Machine Overview and Parts Names	4
Functions of Control Panel	5
How to Operate	6 - 7
Troubleshooting	8
Technical Specifications	9





SAFETY INFORMATION - PLEASE READ

Danger



This unit must not be used in combination with the following medical devices:

- Internally transplanted electronic medical devices, e.g. pacemakers
- Electronic life support equipment, such as respirators
- Electronic medical devices attached to the body, such as electrocardiographs

Using this unit with other electronic medical devices may cause erroneous operation of those devices.

Warning



Persons with the following conditions must consult the doctor before using this unit:

- Acute disease
- Malignant tumor
- Infectious disease
- Pregnancy
- Cardiac dysfunction
- High fever
- Abnormal blood pressure
- Skin sensory disorders or skin problems
- Receiving medical treatment, especially those feeling discomfort. May cause an accident or ill health.



Do not use this unit near the heart, above the neck, on the head, around the mouth or on diseased skin.

May cause an accident or ill health.

Application of electrodes near the thorax may increase the risk of cardiac fibrillation.

Do not use this unit simultaneously with other therapeutic devices or in combination with ointments including spray type ointments.

May cause discomfort or ill health.

Simultaneous connection of a PATIENT to h.f. surgical EQUIPMENT may result in burns at the site of the STIMULATOR electrodes and possible damage to the STIMULATOR.

Operation in close proximity (e.g. 1 m) to a shortwave or microwave therapy EQUIPMENT may produce instability the STIMULATOR output.

Do not use this unit for purposes other than treatment indicated in this manual. May lead to accident, problems, or failure of the unit.

Do not insert the electrode cord plug into any place other than the electrode cord jack of the main unit. May cause an electric shock or accident.



Do not disassemble or remodel this unit.

May cause fire, dysfunction, or accident.

Caution




If the unit is not functioning properly or you feel discomfort, immediately stop using the unit.

If you feel any problems with your body or skin, consult the doctor and follow his/her instructions.







If you want to move the Electrode Pad to another region or your body during treatment, be sure to turn off the power. If not, you may receive a strong electrical shock.

Do not try to attach the Pads to any other person during the treatment. You may receive strong electrical shock.

Do not start treatment while wearing an electronic device. The settings and timings of the device may be affected.



MACHINE OVERVIEW AND PART NAMES



A	Main Unit
B	AC Power Adapter
C	Remote Control
D	Electrode Gel Pad x 4 pcs.
E	Wire cable connecting the Electrode Gel pads and device
F	Plastic Protector for Gel Pads


TOP VIEW





1.	LCD Display Screen
2.	Control Panel
3.	Output for the feet Electrode Area for Left Foot
4.	Output for the feet Electrode Area for Right Foot
5.	Cable Connecting the Electrode Gel Pads and Device Jack A
6.	Cable Connecting the Electrode Gel Pads and Device Jack B
7.	Remote Control Receiver Sensor
8.	Silver colour decoration plate
9.	Adaptor Jack

SIDE VIEW






FUNCTION OF CONTROL PANEL




	ON/OFF switch button
BODY -	Decrease the output intensity of body (Available from 1 - 99 levels)
BODY +	Increase the output intensity of body (Available from 1 - 99 levels)
SOLE -	Decrease the output intensity of Sole (Available from 1 - 99 levels)
SOLE +	Increase the output intensity of sole (Available from 1 - 99 levels)
TIME -	Decrease the operation time (available from 1-60 minutes)
TIME +	Increase the operation time (available from 1-60 minutes)
AUTO/MODE	Auto - is the preset program with 14 pattern in cycle running for Foot and 10 pattern in cycle running for body Mode - user can fix the program to the exiting massage pattern on the rest of the time

Electrode area of the unit and the gel pad



On the device the black colour area on the device which is the electrode area for the sole. (see. the fig. A)



On the gel pad, the black colour area on the sticky part is the electrode area for the body, size is 5 cm x 9 cm. (see. the fig. B)



HOW TO OPERATE

For Foot – SOLE

Tips: In order to increase the conduction, apply **Circulation Reviver™ Foot gel on your sole.**

1. Place your bare feet onto Circulation Reviver™ (do not wear socks).
2. Press the on/off button, the LCD screen will light up in Orange. And the program show AUTO and both Band shown in 00, which is in standby mode. (see Fig. 1)
3. Gently increase intensity setting by pushing the button of "SOLE +". Or decrease intensity setting by pushing the button of "SOLE -". The intensity level is adjustable between 0 and 99. The LCD display will show the selected level. (see Fig. 2)
4. You can adjust the auto off timer by pressing the "Time -" or "Time +". Timer range from 1-60 minutes. To terminate the massage period, user can turn off the unit anytime by pressing the on/off Button once. And the timer start to count down from your time setting (see Fig.3)
5. If you satisfaction on the current massage program then you can lock the current massage programme by press the Auto/Mode key, then the rest of the massage time will only run the selected massage program. (see Fig. 4)

Important Information:

- A. The aim is not to get up to '99'.
- B. Chose an intensity level that is comfortable for you!
This level may vary from day to day.
- C. Remember to drink plenty of fluids – if you are dehydrated, this will reduce the effectiveness of the device.
- D. If you have dry feet – moisturise them or apply Circulation Reviver™ Foot Gel for maximum health benefits.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





FIG. 4



FOR BODY

Using The Gel Pads

Wash and dry skin before use. Connect the output wire to the gel pads. Connect the other end of the output wire to the output jack on Circulation Reviver™. Remove the protective film from the adhesive pads. Attach the gel pads to the skin. Press the on/off button to turn on the unit and adjust the stimulating output intensity to the desired level. (The display will show the mode and level that you selected and start to count down).

1. Plug in the 2 cable into the cable jack on the unit. (see Fig. 5)
2. Connect pin of the cable to the gel pad properly. (see Fig.6)
3. Remove the protective film on the gel pad, and attached the 4 gel pads to the area of the body you wish to treat.
4. Repeat operation as in foot instructions, adjust the intensity using for body you wish to treat.
5. Gently increase intensity setting by pushing the button of "Body + ". Or decrease intensity setting by pushing the button of "Body - ". The LCD will also show the level which you have selected (see Fig. 7).
6. To terminate the massage period, user can turn off the unit anytime by pressing the on/off Button.




Fig.5




Fig. 6




Fig. 7




Care Of Your Gel Pads

Never stick two adhesive pads to each other. Keep the adhesive gel pads clean, never expose them to high temperature or direct sunshine. If the electrode gel pads are insufficiently adhesive or dirty, wipe with a wet cloth or change for new ones, replacement parts will be available directly from BioEnergisier or your distributor.



Do not clean the electrode gel pads with any chemical.

ALWAYS try and protect the gel pads. Store the gel pads on the gel pad protector when not in use, as in the illustration.





TROUBLESHOOTING

Troubleshooting & Maintenance

Problem	Cause	Rectification
Device will not turn on.	Batteries inserted in wrong direction. The adapter is not plug well into device properly.	Insert batteries in correct direction or check the battery is in full power. check the connection of the adapter jack is in well connected. And also the DC adapter with well connecting to the main socket.
Power turns off too soon	Gel pads not attached correctly to the skin.	Attach Gel pads correctly to the skin.
Power turns off while using massager	if you are using the batteries operation, then the batteries weak/exhausted.	Fit 4 new identical 1.5V alkaline batteries type AA.
	Treatment period of 30 minutes is over and power turns off automatically.	Restart treatment or turn off the massager.
	if you are using the body massage, the electrode gel pad may be broken	Replace electrode gel pad
It is difficult to attach Gel pad to the skin	Transparent film not peeled off	Peel off film on the adhesive surface of Gel pad
	Gel pad applied immediately after washing	Sufficiently dry Gel pad
	Adhesive surface of Gel pad damaged. The gel pads get dirty and lost their adhesive/stickiness.	Replace Gel pad Replace Gel pad or clean the gel pad with a small drop of water onto the sticky side of the electrode pad and rub into the surface
Adhesive surface of Gel pad is not sticky	Use of Gel pad during perspiring	Leave Gel pad in freezer for overnight
	Gel pad washed too long and/or too frequently	
	Gel pads stored under high temperature, high humidity, direct sunshine	
It is difficult to feel stimulation	You sole is too dry, not moisture enough Your sole is not placing on the foot pedal properly	put some water to your sole to moisture your sole. Ensure both of your sole are placed on each pedal properly. each
	Gel pads not attached correctly to the skin	Attach Gel pad firmly to the skin
	Gel pads overlap each other	Reattach Long Life pads with no overlap
	Electrode cord not connected correctly	Connect electrode cord correctly
	Applied intensity too weak	Increase the intensity by turning the dial switch
The skin turns red or the skin feels irritated	Adhesive surface of Gel pads dirty or dry	Wash adhesive surface of Gel pads softly with your fingertips for about 3 seconds under slow running water
	Adhesive surface of Gel pads damaged	Replace Gel pads

Hygiene


After using the product

Clean the device with a soft, damp cloth but make sure squeeze a cloth dry and to clean the foot pedal area. Store the Electrode Gel pads on the plastic pad protectors provided.

Storage

Keep the whole set of product clean and storage in a dust free and dry location under the condition


Storage temperature and humidity	-10° C to 60° C, 10% to 95% RH
Operating temperature and humidity	-5° C to 50° C, 30% to 90% RH



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name	Circulation Reviver™	
Model	BE130	
Power Supply	6V DC or 4x1.5V batteries type AA* for the main unit 2x1.5V batteries type AAA* for the remote control	
Supplier of Adaptor	Golden Profit Electronics Ltd.	
Model no. of Adapter	GPE038-060050-3	
Adaptor Input	AC 100-240V~50-60Hz 0.1A	
Adapter Output	DC 6V 500mA 3.0W	
Battery life	>350 minutes	
Frequency Generation	Approx. 10 Hz to 55.56 Hz	
Power Consumption	1.05 W	
Maximum Output Voltage	U < 54.8V (during 1 kΩ load)	
Maximum Output Current	I < 910 μA (during 1 kΩ load)	
Operating Temperature And Humidity	-5° C to 50° C, 30% to 90% RH	
Storage Temperature And Humidity	-10° C to 60° C, 10% to 95% RH	
Main Unit Dimensions	338(L) x 324 (W) x 48(H) mm	
Weight Approx.	950 g	
Package Contents	Quantity	Parts
	1	Circulation Reviver™
	1	AC/DC Adaptor
	1	Remote Control
	2	Cable Wire for Electrode Gel Pads
	4	Electrode Gel Pads
	2	Plastic Gel pads protector
	1	Instruction Manual
	Accessories : Only use original accessories. If user use of other parts or materials can degrade minimum safety. Check that the contents of the delivery are complete.	

*Batteries are not included




SNELGIDS

LET OP – DIT APPARAAT TRILT NIET – HET MAAKT GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE IMPULSEN, NIET VAN TRILLINGEN!

Voor een gedetailleerde werking van uw Circulation Maxx Reviver™ kunt u de uitgebreide instructies in deze handleiding raadplegen.

Wilt u Circulation Maxx Reviver™ meteen gebruiken, volg dan onderstaande 5 punten uit de snelgids.

1




Haal uw Circulation Maxx Reviver™ uit de verpakking.

Neem de afstandsbediening en verwijder de schroef uit de batterijklep m.b.v. een schroevendraaier.


Plaats dan 2 x AAA batterijen in de batterijhouder zoals aangegeven. Schroef vervolgens de batterijklep weer dicht.

2



Sluit de gelijkstroomadapter aan op een geschikt stopcontact en steek de kleine gelijkstroomaansluiting in het apparaat.

3



Schakel het apparaat in. Het centrale beeldscherm zal oranje oplichten.


4



Doe uw schoeisel en sokken of kousen uit en ga in een comfortabele stoel zitten.

Plaats uw blote voeten op de voetenpads, uw rechervoet op de rechervoetzool en uw linkervoet op de linkervoetzool. Beide voeten moeten op het apparaat staan om het apparaat te laten werken.

5



Verhoog de intensiteitsniveaus voor de voeten door op "SOLE+" te drukken of druk op "SOLE –" om de intensiteit te verlagen.


De intensiteit varieert van 0-99, verhoog het niveau langzaam totdat u de microstroomstimulatie voelt.



INHOUD

Belangrijke veiligheidsinformatie	13
Machine overzicht en namen van onderdelen	14
Functies van bedieningspaneel	15
Werking	16 - 17
Oplossen van problemen	18
Technische specificaties	19





BELANGRIJKE INFORMATIE - GRAAG LEZEN

Gevaar



Dit apparaat mag niet worden gebruikt in combinatie met de volgende medische hulpmiddelen:

- Intern getransplanteerde elektronische medische apparaten, zoals pacemakers
- Elektronische levensondersteunende apparatuur, zoals ademhalingstoestellen
- Elektronische medische apparaten die zijn aangesloten op het lichaam, zoals elektrocardiografen

Het gebruik van dit apparaat met andere medische apparatuur kan foutieve werking van deze apparaten veroorzaken.

Waarschuwing



Personen met de volgende aandoeningen moeten een arts raadplegen voordat ze dit apparaat gaan gebruiken:

- Acute ziekte
- Kwaadaardige tumor
- Infectieziekte
- Zwangerschap
- Hardisfunctie
- Hoge koorts
- Abnormale bloeddruk
- Huidzenwstoornissen of huidproblemen
- Personen die medische behandeling ontvangen, vooral diegenen die ongemak voelen. Kan een ongeval of slechte gezondheid veroorzaken.



Gebruik deze eenheid niet in de buurt van hart, boven nek, op hoofd, rond mond of op zieke huid.

Kan ongeval of slechte gezondheid veroorzaken.

De bevestiging van elektroden tussen nek en middenrif kan het risico op cardiale fibrillatie verhogen.

Gebruik dit apparaat niet gelijktijdig met andere therapeutische apparatuur of i.c.m. smeersels, met inbegrip van spray-achtige smeersels.

Kan ongemak of slechte gezondheid veroorzaken.

Gelijktijdige aansluiting van een PATIËNT aan hoog-frequente chirurgische APPARATUUR kan leiden tot brandwonden op de plek van de STIMULATOR - elektrodes en mogelijk schade aan de STIMULATOR.

Gebruik in directe nabijheid (bijv. 1 m) van kortegolf- of microgolftherapieapparatuur kan instabiliteit in de STIMULATOR uitgang veroorzaken.

Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan in deze handleiding aangegeven. Dit kan leiden tot ongelukken, problemen of storingen in het apparaat.

Steek de elektrodenstekker niet in iets anders dan in de aansluiting van het elektrodensnoer van het hoofdapparaat. Dit kan een elektrische schok of een accident.



Demonteer of verbouw dit apparaat niet. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.

Pas op




Als het apparaat niet goed functioneert of als u ongemak voelt, stop dan onmiddellijk met gebruik.

Als u problemen voelt met uw lichaam of huid, raadpleeg dan een arts en volg zijn/haar instructies op.



Als u de elektrodepad naar een andere plek op uw lichaam wilt verplaatsen tijdens de behandeling schakel dan eerst de stroom uit. Als u dit niet doet, kunt u een sterke elektronische schok krijgen.

Probeer de pads niet aan een ander persoon te verbinden tijdens de behandeling. U kunt dan een sterke elektronische schok krijgen.





Begin niet met de behandeling terwijl u een elektronisch apparaat draagt. De instellingen en tijdsinstellingen van het apparaat kunnen worden beïnvloed.



OVERZICHT VAN DE MACHINE EN NAMEN VAN DE ONDERDELEN



A	Hoofdapparaat
B	Wisselstroomvoedingsadapter
C	Afstandsbediening
D	Elektrodegelpad x 4 stuks
E	Draadkabel die de elektrodegelpads en het apparaat aan elkaar verbindt
F	Plastic beschermers voor gelpads




BOVENAANZICHT





1.	Lcd scherm
2.	Bedieningspaneel
3.	Elektrodegebied voor linkervoet
4.	Elektrodegebied voor rechtervoet
5.	Kabel die de elektrodegelpads en het apparaat aan elkaar verbindt
6.	Kabel die de elektrodegelpads en het apparaat aan elkaar verbindt
7.	Ontvangstsensor van afstandsbediening
8.	Zilveren decoratieplaatje
9.	Adapteraansluiting

ZIJAAANZICHT






FUNCTIE VAN BEDIENINGSPANEEL




	AAN/UIT schakelaarknop
BODY -	Verlaag de uitgangsimpuls van het lichaam (1 - 99 niveaus beschikbaar)
BODY +	Verhoog de uitgangsimpuls van het lichaam (1 - 99 niveaus beschikbaar)
SOLE -	Verlaag de uitgangsimpuls van de zool (1 - 99 niveaus beschikbaar)
SOLE +	Verhoog de uitgangsimpuls van de zool (1 - 99 niveaus beschikbaar)
TIME -	Verlaag de gebruikstijd (1 - 60 minuten beschikbaar)
TIME +	Verhoog de gebruikstijd (1 - 60 minuten beschikbaar)
AUTO/MODE	Auto - het vooraf ingestelde programma met 14 patronen die in een cyclus lopen voor de voet en 10 patronen die in een cyclus lopen voor het lichaam. Modus - de gebruiker kan het programma en het massagepatroon aan het einde vaststellen in de rest van de tijd.


Elektrodegebied van het apparaat en de gelpad



Op het apparaat is het zwarte gebied op het apparaat het elektrodegebied voor de zool. (zie afb. A).



Op het gelpad is het zwarte gebied op het kleverige gedeelte het elektrodegebied voor het lichaam, de grootte is 5 cm x 0 cm (zie afb. B).



WERKING

Voor voeten – ZOOL

Tip: Om de geleiding te vergroten breng **Circulation Maxx Reviver™ gel aan op uw voetzool.**

1. Plaats uw blote voeten op de Circulation Maxx Reviver™ (draag geen sokken).
2. Druk op de aan/uit-knop. Het Lcd-scherm zal oranje oplichten. En het programma toont AUTO en de beide banden tonen 00. Het apparaat bevindt zich in de stand-by modus (zie afb. 1).
3. Verhoog langzaam de intensiteitsinstellingen door op de knop "SOLE +" te drukken. Of verlaag de intensiteitsinstellingen door op de knop "SOLE -" te drukken. Het intensiteitsniveau is instelbaar tussen 0 en 99. Het Lcd-scherm geeft het geselecteerde niveau aan. (zie afb. 2).
4. U kunt de automatische uitschakeltimer aanpassen door op "Time -" of "Time +" te drukken. Het tijdbereik loopt van 1-60 minuten. De timer begint af te tellen vanaf de tijdsinstelling die u selecteert (zie afb. 3). Om de massageperiode te beëindigen kan de gebruiker het apparaat op elk moment uitschakelen door eenmaal op de aan/uit-knop te drukken.
5. Als u tevreden bent met het huidige massageprogramma kunt u het huidige massageprogramma vergrendelen door op de knop Auto/Modus te drukken. De rest van de massage zal dan alleen het geselecteerde massageprogramma worden afgespeeld (zie afb. 4).

Belangrijke informatie:

- A. Het doel is niet om tot '99' te komen.
- B. Kies een intensiteitsniveau dat voor u comfortabel is! Dit niveau kan van dag tot dag variëren.
- C. Denk eraan voldoende vocht te drinken – als u gedehydrateerd bent, zal dit de effectiviteit van het apparaat verminderen.
- D. Als u droge voeten heeft – bevochtigt ze of breng Circulation Maxx Reviver™ voetgel aan voor maximale gezondheidsvoordelen.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



VOOR HET LICHAAM

Het gebruik van de gelpads

Was en droog de huid voor gebruik. Verbind de uitgangsdraad aan de gelpads. Sluit het andere uiteinde van de uitgangsdraad aan de uitgangsuitgang van de Circulation Maxx Reviver™. Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende pads. Bevestig de gelpads op de huid. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen en pas de stimulerende uitgangsimpuls aan tot het gewenste niveau. (Het beeldscherm zal de modus en het niveau dat u hebt geselecteerd weergeven en beginnen met aftellen.)

1. Sluit de twee kabels aan op de kabelaansluiting van het apparaat. (zie Fig. 5)
2. Sluit de pen van de kabel op de juiste manier aan op de gelpad (zie Fig. 6)
3. Verwijder de beschermfolie van de gelpad en bevestig de vier gelpads op het gebied van uw lichaam dat u wilt behandelen.
4. Herhaal de handeling van de voetinstructies, pas de intensiteit aan voor het lichaam.
5. Verhoog langzaam de intensiteitsinstellingen door op de knop "Body +" te drukken. Of verlaag de intensiteitsinstellingen door op de knop "Body -" te drukken. Het Lcd-scherm geeft tevens het geselecteerde niveau aan. (zie Fig. 7).
6. Om de massageperiode te beëindigen kan de gebruiker het apparaat op elk moment uitschakelen door op de aan/uit-knop te drukken.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Als u alleen de 2 gelpads wilt gebruiken, moet u 1 gelpad aansluiten op uitgang A en 1 op uitgang B.




Verzorging van uw gelpads


Plak nooit 2 zelfklevende pads op elkaar. Houd de zelfklevende gelpads schoon en stel ze nooit bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Als de elektrodegelpads onvoldoende kleven of vies zijn, veeg ze dan af met een vochtige doek of verwissel ze voor een nieuwe. Vervangende onderdelen zijn direct verkrijgbaar bij uw distributeur.



Reinig de elektrodegelpads niet met een chemische stof.

Probeer de gelpads **ALTIJD** te beschermen. Bewaar de gelpads op hun beschermer wanneer ze niet in gebruik zijn, zoals op de illustratie wordt getoond.





OPLOSSEN VAN PROBLEMEN & ONDERHOUD

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Apparaat gaat niet aan	Batterijen zijn in de verkeerde richting geplaatst. De adapter is niet goed aangeloten op het apparaat.	- Plaats de batterijen in de juiste richting of controleer of de batterijen helemaal opgeladen zijn. - Controleer of de aansluiting aan de adapteruitgang goed is. Controleer ook of de gelijkstroomadapter goed is aangeloten op het hoofdcontact.
De stroom valt te snel uit	De gelpads zijn niet goed op de huid bevestigd.	Bevestig de gelpads op de juiste manier op de huid.
De stroom valt uit bij het gebruiken van het massage-apparaat	Als u werking via batterijen gebruikt, dan zijn de batterijen zwak/leeg.	Plaats 4 nieuwe 1,5V alkalinebatterijen type AA.
	De behandelingsperiode van 30 min. is voorbij en de stroom wordt automatisch uitgeschakeld.	Start de behandeling opnieuw of schakel het massageapparaat uit.
	Als u gebruik maakt van de lichaamsmassage kan het zijn dat de elektrodegelpad kapot is.	Vervang de elektrodegelpad.
Het is moeilijk om de gelpad op de huid te bevestigen	De transparante folie is niet goed losgetrokken.	Trek de folie van het zelfklevende oppervlak af.
	De gelpad is direct na het wassen bevestigd.	Droog de gelpad voldoende.
	Het zelfklevende oppervlak van de gelpad is beschadigd. De gelpads zijn vuil geworden en hebben hun zelfklevende/plakkerige functie verloren.	Vervang de gelpad. Vervang de gelpad of reinig hem met een klein druppeltje water op de plakzijde van de elektrodegelpad en wrijf dit over het oppervlak.
Het zelfklevende oppervlak is niet klevend	De gelpad is gebruikt terwijl u transpireerde	Laat de gelpad een nacht in de vriezer liggen.
	De gelpad is te lang of te vaak gewassen	
	De gelpads zijn opgeslagen onder hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, direct zonlicht.	
Het is moeilijk om stimulatie te voelen	Uw voetzool is te droog, er is niet voldoende vocht. Uw voetzool is niet juist geplaatst op het voetpedaal.	Breng wat water aan op uw voetzool om deze te hydrateren. Zorg ervoor dat beide voetzolen op de juiste manier op elk pedaal zijn geplaatst.
	De gelpads zijn niet goed op de huid bevestigd	Bevestig de gelpads stevig op de huid.
	De gelpads overlappen elkaar.	Plaats de pads zonder dat ze elkaar overlappen.
	De elektrodekabel is niet juist aangesloten.	Sluit de elektrodekabel op de juiste manier aan.
	De toegepaste intensiteit is te zwak.	Verhoog de intensiteit door op de + knop te drukken.
De huid wordt rood of voelt geïrriteerd aan.	Het zelfklevende oppervlak van de gelpads is vuil of droog.	Was het zelfklevende oppervlak zacht met uw vingertoppen gedurende ongeveer drie seconden onder langzaam stromend water.
	Het zelfklevende oppervlak van de gelpads is beschadigd.	Vervang gelpads

Hygiëne


Na gebruik van het product

Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek, maar zorg ervoor dat u de doek goed uitknijpt voordat u het gebied rond de voetpedalen reinigt. Bewaar de elektrodegelpads in de bijgeleverde plastic padbeschermers.

Opslag

Houd de hele productset schoon en sla de op in een stofvrije en droge locatie met de volgende voorwaarden

Opslagtemperatuur en vochtigheid	-10° C tot 60° C, 10% tot 95% RV
Bedrijfstemperatuur en vochtigheid	-5° C tot 50° C, 30% tot 90% RV



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam	Circulation Maxx Reviver™
Model	BE130
Stroomtoevoer	6V DC of 4x1.5V alkaline batterijen type AA* voor hoofdapparaat 2x1.5V alkaline batterijen type AAA* voor afstandsbediening
Leverancier van adapter	Golden Profit Electronics Ltd.
Modelnr. van adapter	GPE038-060050-3
Adapteringang	AC 100-240V~50-60Hz 0,1A
Adapteruitgang	DC 6V 500mA 3,0W
Levensduur van de batterij	>350 minuten
Frequentiegeneratie	Ca. 10 Hz tot 55,56 Hz
Stroomverbruik	1,05 W
Maximaal uitgangsvoltage	U <54,8V (tijdens 1 kΩ belasting)
Maximale uitgangsstroom	I < 910 μA (tijdens 1 kΩ belasting)
Bedrijfstemperatuur en vochtigheid	-5° C tot 50° C, 30% tot 90% RH
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-10° C tot 60° C, 10% tot 95% RH
Afmetingen van het hoofdapparaat	338(L) x 324 (W) x 48(H) mm
Gewicht ca.	950 g
Inhoud van de verpakking	Aantal Onderdelen
	1 Circulation Maxx Reviver™
	1 Wisselstroom-/gelijkstroomadapter
	1 Afstandsbediening
	2 Kabeldraad voor elektrodegelpads
	4 Elektrodegelpads
	2 Plastic gelpadbeschermer
	1 Gebruiksaanwijzing
	Accessoires : Gebruik alleen de originele accessoires. Als de gebruiker andere materialen gebruikt, kan dit de veiligheid verlagen. Controleer of de inhoud van de levering compleet is.
*Batterijen niet inbegrepen	



circulationmaxx™ reviver

NEUROMUSCULAR STIMULATOR



DISTRIBUTED BY:
Orange Planet
De Els 3A, 5107 RK Dongen
The Netherlands

PRODUCT OWNER:
Bioenergiser Ltd.
Unit 2 Frederick Road, Hoo Farm Estate
Kidderminster, Worcestershire DY11 7RA



© Bioenergiser™ Circulation Reviver™ are trademarks of
Bioenergiser (UK) Ltd. All rights reserved.
Manufactured for Bioenergiser (UK) Ltd. in the PPR