

**INSTRUCTIONS FOR USE    MODE D'EMPLOI    GEBRAUCHSANWEISUNG    ISTRUZIONI PER L'USO**  
**INSTRUCCIONES DE USO    INSTRUÇÕES DE USO    GEBRUIKSAANWIJZING    BRUGSANVISNING**  
**ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER    INSTRUKSJONER FOR BRUK    ΚΑΥΤΤΟΗΓΕΤ    ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- A** EN DESIGNED TO RAISE THE HEIGHT OF EXISTING TOILET SEATS BY 5CM. ENSURE TOILET SEAT HAS REMOVABLE FIXINGS AND REPLACE WITH THE PROVIDED FIXINGS - FIXINGS LESS THAN 10CM ARE NOT APPLICABLE FOR USE. IF USING WITH THE NOBI TOILET SEAT CONTINUE TO USE THE EXISTING FIXINGS. ENSURE FIXINGS ARE TIGHT BEFORE USE. AVOID OVERTIGHTENING FIXINGS TO ENSURE TOILET SEAT DOESN'T RIDE UP. PERIODICALLY CHECK FIXINGS FOR TIGHTNESS - ADJUST AS NECESSARY. ENSURE NON SLIP FEET ARE INSERTED BEFORE USE. CHECK FOR STABILITY BEFORE USE. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER/OWNER TO CARRY OUT AN INITIAL AND REGULAR LOCAL RISK ASSESSMENTS.
- FR** CONÇU POUR ÉLÉVER LA HAUTEUR DES SIÈGES DE WC EXISTANTS DE 5 CM. ASSUREZ-VOUS QUE LE SIÈGE DE TOILETTE A DES FIXATIONS AMOVIBLES ET REMPLACEZ-LE PAR LES FIXATIONS FOURNIES - LES FIXATIONS DE MOINS DE 10 CM NE SONT PAS APPLICABLES À L'UTILISATION. EN CAS D'UTILISATION AVEC LE SIÈGE DE TOILETTE NOBI, CONTINUEZ À UTILISER LES FIXATIONS EXISTANTES. ASSUREZ-VOUS QUE LES FIXATIONS SONT SERRÉES AVANT L'UTILISATION. ÉVITEZ DE TROP SERRER LES FIXATIONS POUR VOUS ASSURER QUE LE SIÈGE DE TOILETTE NE MONTE PAS. VÉRIFIEZ PÉRIODIQUEMENT L'ÉTANCHÉITÉ DES FIXATIONS - RÉGLER SI NECESSAIRE. ASSUREZ-VOUS QUE LES PIEDS ANTIDÉRAPANTS SONT INSÉRÉS AVANT L'UTILISATION. VÉRIFIEZ LA STABILITÉ AVANT L'UTILISATION. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR / PROPRIÉTAIRE DE RÉALISER UNE ÉVALUATION INITIALE ET RÉGULIÈRE DES RISQUES LOCAUX.
- DE** ENTWICKELT DIE HÖHE DER BESTEHENDEN TOILETTSITZ UM 5 CM ZU ERHÖHEN. STELLEN SIE SICHER, DASS DER TOILETTSITZ ABNEHMBARE BEFESTIGUNGEN HAT UND ERSETZEN SIE DIESE DURCH DIE MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGEN. BEFESTIGUNGEN VON WENIGER ALS 10 CM SIND NICHT ZUR VERWENDUNG ANWENDBAR. BEI VERWENDUNG MIT DEM NOBI-TOILETTSITZ VERWENDEN SIE DIE BESTEHENDEN BEFESTIGUNGEN WEITER. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE BEFESTIGUNGEN VOR DEM GEBRAUCH FEST SITZEN. VERMEIDEN SIE ZU FESTZIEHENDE BEFESTIGUNGEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DER TOILETTSITZ NICHT HOCHFÄHRT. PRÜFEN SIE DIE BEFESTIGUNGEN REGELMÄßIG AUF DICHTHEIT - EINSTELLEN, WIE ERFORDERLICH. STELLEN SIE SICHER, DASS VOR DER VERWENDUNG KEINE RUTSCHFESTEN FÜßE EINGEFÜGT WERDEN. VOR DER VERWENDUNG MÜSSEN DIE STABILITÄT PRÜFEN. ES IST DIE VERANTWORTUNG DES BENUTZERS / EIGENTUMERS, EINE ERSTE UND REGELMÄSSIGE LOKALE RISIKOBEWERTUNG DURCHFÜHREN.
- IT** PROGETTATO PER ALZARE DI 5 CM L'ALTEZZA DEI SEDILI WC ESISTENTI. ASSICURARSI CHE IL SEDILE DEL WC SIA RIMOVIBILE E SOSTITUIRE CON I FISSAGGI FORNITI - I FISSAGGI INFERIORI A 10 CM NON SONO APPLICABILI PER L'USO. IN CASO DI UTILIZZO CON IL SEDILE WC NOBI CONTINUARE AD UTILIZZARE I FISSAGGI ESISTENTI. ASSICURARSI CHE I FISSAGGI SIANO STRETTI PRIMA DELL'USO. EVITARE FISSAGGI DI SERRAGGIO PER ASSICURARE CHE IL SEDILE DEL WC NON SI ALZI. CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA TENUTA DEI FISSAGGI - REGOLARE SE NECESSARIO. ASSICURARSI CHE I PIEDINI ANTISCIVOLO SIANO INSERITI PRIMA DELL'USO. CONTROLLARE LA STABILITÀ PRIMA DELL'USO. È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE / PROPRIETARIO ESEGUIRE UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LOCALE INIZIALE E REGOLARE.
- ES** DISEÑADO PARA AUMENTAR LA ALTURA DE LOS ASIENTOS DE INODORO EXISTENTES. ASEGURESE DE QUE EL ASIENTO DEL INODORO TIENE SUJETADORES EXTRAIBLES Y SUSTITUYA POR LOS SUJETADORES SUMINISTRADOS - NO SE APLICAN FIJACIONES DE MENOS DE 10CM. SI SE UTILIZA CON EL ASIENTO DE INODORO NOBI, CONTINUE UTILIZANDO LOS FIJADORES EXISTENTES. ASEGURESE DE QUE LAS FIJACIONES ESTÉN APERTADAS ANTES DE SU USO. EVITE APRETAR EN EXCESO LAS FIJACIONES PARA ASEGURARSE DE QUE EL ASIENTO DEL INODORO NO SE SUBA. REVISE PERIÓDICAMENTE QUE LAS FIJACIONES ESTÉN APERTADAS - AJUSTE SEGÚN SEA NECESARIO. ASEGURESE DE COLOCAR PIES ANTIDESLIZANTES ANTES DE USARLO. COMPRUEBE LA ESTABILIDAD ANTES DE USAR. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO / PROPIETARIO REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL RIESGO LOCAL INICIAL Y REGULAR.
- NL** ONTWOORDEN OM DE HOOGTE VAN BESTAANDE TOILETSTOELN MET 5 CM TE VERHOGEN. ZORG ERVOOR DAT DE TOILETSTOEL VERWIJDERBARE BEVESTIGINGEN HEFT EN VERVANGEN DOOR DE BEEGEELEVERDE BEVESTIGINGEN - BEVESTIGINGEN VAN MINDER DAN 10 CM ZIJN NIET VAN TOEPASSING. BIJ GEBRUIK MET DE NOBI-TOILETSTOEL, BLIJF DE BESTAANDE BEVESTIGINGEN GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE BEVESTIGINGEN STRAK ZIJN VOOR GEBRUIK. VERMID DE BEVESTIGINGSDRUK TE VAST, OM TE ZORGEN DAT DE TOILETSTOEL NIET OMHOOG RIDDT. CONTROLEER DE BEVESTIGINGEN PERIODEK OP DICHTHEID - PAS AAN ALS NODIG IS. ZORG ERVOOR DAT ANTI-SLIPVOETEN ZIJN INGESCHAKELD VOOR GEBRUIK. CONTROLEER VOOR GEBRUIK OP STABILITEIT. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER / EIGENAAR OM EEN EERSTE EN REGELMATIGE LOKALE RISICOBEORDELING UIT TE VOEREN.
- PT** PROJETOADO PARA AUMENTAR A ALTURA DE ASSENTOS DE BANHEIRO EXISTENTES EM 5 CM. CERTIFIQUE-SE DE QUE O ASSENTO DO TOALHEIRO TEM FIXAÇÕES REMOVÍVEIS E SUBSTITUA COM AS FIXAÇÕES FORNIDAS - FIXAS MENORES DE 10 CM NÃO SÃO APLICÁVEIS PARA O USO. SE USAR COM A BANHEIRA NOBI, CONTINUE A USAR AS FIXAÇÕES EXISTENTES. ASEGURE-SE DE QUE AS FIXAÇÕES ESTÃO APERTADAS ANTES DO USO. EVITE FIXAÇÕES DE APERTO EXCESSIVO PARA GARANTIR QUE O ASSENTO DA BANHEIRA NÃO SUBA. VERIFIQUE PERIÓDICAMENTE AS FIXAÇÕES DE APERTO - AJUSTE CONFORME NECESSÁRIO. ASEGURE-SE DE QUE OS PÉS NÃO DESLIZANTES ESTEJAM INSERIDOS ANTES DO USO. VERIFIQUE A ESTABILIDADE ANTES DO USO. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO / PROPRIETÁRIO REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE RISCO LOCAL INICIAL E REGULAR.
- DK** DESIGNET TIL AT HÆVE HØJDEN AF EKISTERENDE TOILETSÆDER EFTER 5 CM. SIKKER, AT TOILETSÆDET HAR AFTAGEBARE BESLAG OG UDSKIFTES MED DE LEVEREDE BESLAG - BESLAG, DER ER MINDRE END 10 CM, KAN IKKE ANVENDES. HVIS DU BRUGER MED NOBI-TOILET-SÆDET, FORTSÆT MED AT BRUGE DE EKISTERENDE INSTALLATIONER. SØRG FOR, AT FASTCØRRELESEN ER TÆT INDEN BRUG. UNDGÅ OVERTÆTTEDE INSTALLATIONER FOR AT SIKRE TOILETSÆDE RIDER IKKE OP. PERIODISK KONTROLLER INSTALLATIONER FOR TÆTTHED - JUSTER NØDVENDIGT. SØRG FOR, AT SKRISIKKER FØDDER ER INDSAT INDEN BRUG. KONTROLLER FOR STABILITET FOR BRUG. DET ER BRUGERENS / EJERENS ANSVAR AT UDFØRE EN INDELØBENDE OG REGELMÆSSIG LOKAL RISIKOVURDERING.
- SV** DESIGNAD FÖR ATT HÖJA HÖJDEN PÅ BEFINTLIGA TOALETTSITJOLAR MED 5 CM. SÄKERSTÄLLER TOALETTSÄTTNINGEN HAR AVLÖSBAR INSTALLÄNINGAR OCH BYTT MED DEN MEDFÖRANDE INSTALLÄNINGEN - INSTALLÄNINGAR MINDRE AN 10 CM ÄR INTE TILLÄMPIGA FÖR ANVÄNDNING. OM DU ANVÄNDER MED NOBI-TOALETTSÄTTEN FORTSÄTT ATT ANVÄNDA DE BEFINTLIGA FÄSTEN. KONTROLLERER ATT FÄSTEN ÄR TÄTT FÖRE ANVÄNDNING. UNDVIK ÖVERTÄTTANDE INSTALLÄNINGAR FÖR ATT SÄKRA TOALETTSÄTT RIDAR INTE UPP. KONTROLLERER INSTALLÄNINGAR PERIODISKT FÖR TÄTTHET - JUSTERA SOM NÖDVÄNDIGT. SÄKERFÖR INGEN SLIPFÖTTER INSATTS FÖR ANVÄNDNING. KONTROLLERER FÖR STABILITET FÖR ANVÄNDNING. DET ÄR ANVÄNDARENS / ÄGARENS ANSVAR ATT UTFÖRA EN INFLÄNGANDE OCH REGELBAR LOKAL RISIKOBEVÄRNING.
- NO** DESIGNET FOR Å HEVE HØYDEN PÅ EKISTERENDE TOALETTSITJOLER INNEN 5 CM. SIKKER TILLEGGSSETTET HAR UTBYTTETLIGE FESTER OG ERSTÅTT MED DE LEVEREDE FESTENE - FESTINGER MINDRE ENN 10 CM ER IKKE ØJELDENDE FOR BRUK. HVIS DU BRUKER MED NOBI-TOALETTSETTET, FORTSETT Å BRUKE DE BESTÅENDE INSTALLASJONENE. SIKKER FESTENE ER TETTE FOR BRUK. UNNGÅ OVERTJETTENDE INSTALLASJONER FOR Å SIKRE TOALETSETTEN RIDER IKKE OPP. PERIODISK KONTROLLERER INSTALLASJONER FOR TETTET - JUSTER SOM NØDVENDIG. SIKRING AT INGEN SLIPFØTTER ER INNFRØRT FØR BRUK. KONTROLLERER FOR STABILITET FØR BRUK. DET ER ANSVARET FOR BRUKEREN / EIEREN Å UTFØRE EN INTJELL OG REGELMESSIG LOKAL RISIKOVURDERING.
- FI** DESIGNAD FÖR ATT HÖJA HÖJDEN PÅ BEFINTLIGA TOALETTSITJOLAR MED 5 CM. SÄKERSTÄLLER TOALETTSÄTTNINGEN HAR AVLÖSBAR INSTALLÄNINGAR OCH BYTT MED DEN MEDFÖRANDE INSTALLÄNINGEN - INSTALLÄNINGAR MINDRE AN 10 CM ÄR INTE TILLÄMPIGA FÖR ANVÄNDNING. OM DU ANVÄNDER MED NOBI-TOALETTSÄTTEN FORTSÄTT ATT ANVÄNDA DE BEFINTLIGA FÄSTEN. KONTROLLERER ATT FÄSTEN ÄR TÄTT FÖRE ANVÄNDNING. UNDVIK ÖVERTÄTTANDE INSTALLÄNINGAR FÖR ATT SÄKRA TOALETTSÄTT RIDAR INTE UPP. KONTROLLERER INSTALLÄNINGAR PERIODISKT FÖR TÄTTHET - JUSTERA SOM NÖDVÄNDIGT. SÄKERFÖR INGEN SLIPFÖTTER INSATTS FÖR ANVÄNDNING. KONTROLLERER FÖR STABILITET FÖR ANVÄNDNING. DET ÄR ANVÄNDARENS / ÄGARENS ANSVAR ATT UTFÖRA EN INFLÄNGANDE OCH REGELBAR LOKAL RISIKOBEVÄRNING.
- EL** ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΟΝΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΑΙΛΩΝ ΑΠΟ 5CM. ΔΙΑΦΑΝΙΖΕΤΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΙΛΩΝ ΔΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΙΜΕΝΕΣ ΣΤΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑΠΕΙΕΣ. ΟΙ ΣΤΑΠΕΙΕΣ ΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 10CM ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ. ΕΑΝ ΧΡΗΣΤΕΥΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΙΛΩΝ ΝΟΜΙ ΣΥΝΕΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΗΜΑΤΑ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΙΛΩΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΛΕΓΕΤΕ ΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΕΨΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΜΗ ΕΝΔΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ / ΚΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.



# PRIMA® LIFT

## TOILET SEAT RAISER


Welcome to your new Gordon Ellis product.  
 We hope that it proves a useful aid in your daily life.

**SEE INSIDE AND REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS**  
 AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:  
 EN FR DE IT ES NL PT DK SV NO FI EL

<b>MAXIMUM USER WEIGHT</b> MAXIMALE BENUTZERGEGWICHT MAXIMUMGEWICHT VAN GEBRUIKERS HÖGSTA ANVÄNDARVIKT ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΠΙΟ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ	<b>POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR</b> PESO MÁXIMO DEL USUARIO MAKS. BRUGERVÆGT SUURIN KÄYTTÖPAINO
---	--

**A** EN ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE MANUFACTURER - CONTACT DETAILS BELOW  
**FR** TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT PENDANT L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU EC REP - COORDONNÉES CI-DESSOUS  
**DE** JEDER SCHWERE UNFALL WÄHREND DES GEBRAUCHS MUSS EC REP GEMELDET WERDEN - KONTAKTDATEN UNTEN  
**IT** QUALSIASI INCIDENTE GRAVE CHE SI VERIFICA DURANTE L'USO DEVE ESSERE SEGNALATO AL PRODUTTORE - DETTAGLI DI CONTATTO DI SEGUITO  
**ES** CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE OCURRA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE A EC REP - DETALLES DE CONTACTO A CONTINUACION  
**NL** ELK ERNSTIG ONGEVAL TIJDENS HET GEBRUIK MOET WORDEN GEMELD AAN EC REP - CONTACTGEGEVENS HIERONDER  
**PT** QUALQUER INCIDENTE SÉRIO QUE OCORRA DURANTE O USO DEVE SER RELATADO AO FABRICANTE - DETALHES DE CONTATO ABAIXO  
**DK** ENHVER ALVORLIG HÆNDELSE, DER OPSTÅR UNDER BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL PRODUCENTEN - KONTAKTOPLYSNINGER NEDENFOR  
**SV** ALLA ALLVARLIGA HÄNDELSESR SOM INTRÄFFAR UNDER ANVÄNDNING MÅSTE RAPPORTERAS TILL TILLVERKAREN - KONTAKTOPPGIFTER NEDAN  
**NO** ENHVER ALVORLIG HENDELSE SOM OPPTÅR UNDER BRUK MÅ RAPPORTERES TIL PRODUSENTEN - KONTAKTINFORMASJON NEDENFOR  
**FI** KAIKISTA KÄYTON AIKANA TAPAHTUNEISTA VAKAVISTA TAPAHTUMISTA ON ILMOTIETTAVA VALMISTAJALLE - YHTEYSTIEDOT ALLA  
**EL** ΚΑΘΕ ΣΟΒΑΡΟ ΣΥΜΒΑΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΕΥΑΣΤΗ - ΠΑΡΑΚΑΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Your PRIMA® LIFT was specifically developed by our UK Design Team to make toileting as simple as possible, and with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



**CLEANING INSTRUCTIONS**  
**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA**  
**INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**  
**RENGÖRINGSINSTRUKTIONER**  
**REINIGUNGSANWEISUNGEN**  
**SCHOONMAAK INSTRUCTIES**  
**RENGÖRINGSINSTRUKTIONER**  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ**

**EN** WIPe DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER.  
**FR** ESSUYEZ AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE.  
**DE** MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN.  
**IT** PULIRE CON UN PANNO NON ABRASIVO E ACQUA SAPONOSA. I  
**ES** LÍMPIELO CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA CON JABÓN.  
**NL** AFNEMEN MET EEN NIET-SCHURENDE DOEK EN ZEEPACHTIG WATER.  
**PT** RETIRAR COM PANNO NÃO ABRASIVO E ÁGUA COM SABÃO.  
**DK** AFTØRRES MED EN IKKE-SLIPENDE KLUD OG SÆPEVANN.  
**SV** TORKA AV MED EN IKKE-SLIPANDE TRASA OCH TVÅLVATTEN.  
**NO** TØRK AV MED EN IKKE-SLIPENDE KLUT OG SÅPEVANN.  
**FI** PYYHI HANKAAMATTOMALLA LIINALLA JA SAIPPUAVEDELLÄ.  
**EL** ΣΚΟΥΝΙΖΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΑΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΕΠΟ.

**PH 5 - 9**

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT [gordonellis.healthcare](http://gordonellis.healthcare)  
**GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK**

**GORDON ELLIS & CO.**  
 TRENT LANE  
 CASTLE DONINGTON  
 DERBY, ENGLAND DE74 2AT

**AUTHORISED REPRESENTATIVE**  
 ADVENA LTD, TOWER BUSINESS CENTRE, 2ND FLOOR, TOWER STREET, SWATAR, BKR 4013 MALTA

**EC REP**


**MD** **IFU-REF 66190/1020-2** **PART REF 66190**

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT [gordonellis.healthcare](http://gordonellis.healthcare)  
**GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK**

**❶ For use with existing toilet seats: A → B**




Tools supplied:    Parts supplied:

Parts needed:




**❶ For use with Nobi toilet seats: A → C**

Parts supplied:    Parts needed: Part No. 62450/ 62455



**B1  
OR  
C1**

**B**



**C**

