

# Système de boire Hydrant



Art: AD169141



## Informations sur le produit

Le système de boisson Hydrant avec tube flexible peut être fixé au lit ou au fauteuil roulant à l'aide d'un crochet sur le couvercle.

On boit en mordillant doucement la pipette.

Dès que l'on cesse de mordre, la montée du liquide s'arrête pour éviter les fuites.

A l'extrémité du tube, un clip permet de l'attacher à un vêtement ou à un drap.

Gradué.

Convient pour les boissons froides et chaudes (non brûlantes).