

Bras Mobile Nitzbon argent/rouge/bleu set complet et poids standard 1,5 - 3 kg -- 584020



Art: AD002461 | Marque:

2 542,90 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Système de suspension fixé à la chaise roulante. Il y a deux sortes de systèmes de fixation disponibles, afin que cette fixation soit possible sur différents modèles de chaises roulantes. Le modèle standard est une fixation sur les poignées de la chaise roulante, il y a une variante pour les chaises roulantes avec appui-tête, par ex. sur les chaises roulante électriques. Dans ce cas, on commande :

- un bras sans collier de serrage
 - une barre de fixation spéciale
 - un raccord
- Tous les colliers de serrage permettent qu'un bras soit installé en même temps à droite et à gauche. Cela concerne un système dynamique par lequel le poids du bras peut être partiellement ou complètement compensé. Le bras pend dans un double bracelet par lequel le bras et l'avant-bras peuvent être individuellement placés. Le bras mobile est facile à placer et à enlever. C'est une aide journalière dans les situations d'aides de la vie journalière. L'utilisateur de chaise roulante peut par exemple atteindre un interrupteur, diriger sa chaise roulante électronique, fonctionner de façon indépendante devant une table d'activités. Indications : Toutes les indications dans lesquelles la fonction de l'épaule peut/doit être soutenue : par exemple : hémiparésie,

tétra parésie et tétraplégie, sclérose en plaques, indications orthopédiques et rhumatismales, etc. But : Mobilisation, stimulation de l'utilisation des fonctions restantes, éviter une luxation d'épaule.