

Bandage fermé pour le genou Neo-G



Art: AD142008 | Marque: NEO-G



Informations sur le produit

Utilisé comme bandage de soutien stable lors de la surcharge du genou. Le bandage est placé au milieu, autour du genou puis on tire sur la bande du milieu. Ensuite, on fait la même chose avec la bande inférieure et la bande supérieure jusqu'à l'obtention d'un soutien confortable. Taille unique, utilisable bilatéralement. Maximale 56 cm (à mesurer 10 cm au-dessus de la genou).