


CARROT meegroeibende autostoel

Model S: kinderen of personen tot 145 cm lichaamshoogte en een gewicht van 10-50 kg

- model S**
- ☐ zwart AD165802
 - ☐ rood AD165803




Indien model S nog te groot is voor het kind kan men er een aangepaste minipolstering in aanbrengen

- Minipolstering**
- ☐ AD169496

Model L is geschikt tot 160 cm, heeft een groter borstpad en een schouderstuk dat de rug verlengt met 15 cm

- model L**
- ☐ zwart AD165805
 - ☐ rood AD165806



Indien men reeds beschikt over een model S, kan men deze upgraden en het schouderstuk afzonderlijk bestellen

- Schoudersteun 15 cm hoog**
- ☐ zwart AD165825
 - ☐ rood AD165826



Model XL

- model XL**
- ☐ zwart AD165808
 - ☐ rood AD165809



Indien men reeds beschikt over een model L, kan men deze upgraden met deze kit:

- Ombouwkit L --> XL**
- ☐ zwart AD165845
 - ☐ rood AD165847

2

mijn Carrot 3 groeit mee...

Ruglengte

Indien men model S heeft is de eerste stap het aanbrengen van de schoudersteun (zie boven).

Hierdoor verlengt de rug met 15 cm.

Verder kan men bij model S en L de rug verlengen in de vorm van tussenstukken van 5 of 10 cm, die onderaan vastklikken op de metalen stangen

Tussenstukken rug			
☐	zwart	AD165827	
☐	rood	AD165828	
☐	zwart	AD165829	
☐	rood	AD165830	




Zitdiepte

Standaard kan men de zitting met 3,5 cm verlengen met een knop aan de onderzijde

Verder kan men de stoel uitbreiden met insteekstukken en tussenstukken die vastklikken op de metalen stangen van de insteekbare zitverlengingen

Insteekbare zitverlenging			
☐	18 cm aflopend	zwart	AD165813
☐		rood	AD165814
☐	5 cm vlak	zwart	AD165815
☐		rood	AD165816

Tussenstukken			
☐	5 cm	zwart	AD165817
☐		rood	AD165818
☐	10 cm	zwart	AD165819
☐		rood	AD165820



3

extra ondersteuning

Voetsteunen

In de hoogte verstelbaar en opklapbaar, voorzien van fixaties.

Voetsteunen			
☐	S	25-31 cm	AD165835
☐	M	30-41 cm	AD165836
☐	L	35-46 cm	AD165837



Tafeltje

Afneembaar gepolsterd tafeltje			
☐	voor S en L	zwart	AD165833
☐		rood	AD165834
☐	voor XL	zwart	AD166785



Rompsteunen

Extra rompsteunen die met velcro worden bevestigd

Rompsteunen		
☐	per paar	lichtgrijs AD165832



Abductieklos

De abductieklos of pommel wordt bevestigd met insteekstangen in de zitting.

Indien reeds een insteekbare zitverlenging aanwezig is kiest men voor het model dat vastclipst op de stangen

Abductieklos	
☐	indien geen zitverlenging AD165824
☐	indien zitverlenging AD165823



Anti-escape vestje

Het anti-escape vestje wordt bevestigd aan de schoudergordels van de autostoel Carrot3 en vult de ruimte aan de zijkanten op zodat men zich niet uit de gordels kan loswringen.

- ☐ S
- ☐ M
- ☐ L

niet geschikt voor XL

Anti-escape vestje

AD168209

AD168210

AD168211



Anti-transpiratie bescherming

Kan afzonderlijk gewassen worden.



Anti-transpiratiebescherming

AD165991



Veiligheidsslot > 8kg

De meeste kinderen kunnen deze kracht zelf niet uitoefenen.



Veiligheidsslot

AD165838



Wigkussen

Kan helpen voor extra stabiliteit.



Wigkussen

AD165821



Isofix draaischijf

- ☐ Draaischijf
- ☐ Beschermplaat
- ☐ Adaptorset voetsteunbev.
- ☐ Montageplaat

AD165841

AD165992

AD165842

AD165843



Verdeling voor België:

ADVYS

Jan Samijnstraat 23
9050 GENTBRUGGE
09 210 56 05
info@advys.be
www.advys.be