

WL1629

Art: 182128



Productinformatie

Het WendyLett 2-delig glijsysteem is een combinatie van 2 onderdelen die samen zorgen voor veilig en comfortabele draaien en of positioneren in bed:

1. WendyLett onder- of hoeslaken
2. WendyLett 2Way of 4Way steeklaken

Door deze combinatie kan de zorgvrager makkelijker draaien, hogerop geplaatst worden of comfortabel gepositioneerd worden met minder fysieke belasting voor de zorgverlener.

- Makkelijker draaien in bed
- Minder fysieke belasting voor zorgverleners
- Veilig positioneren zonder valrisico
- Minder wrijving op de huid
- Ondersteunt preventie van decubitus
- Te combineren met drukverlagende matrassen
- Geen storende naden in het ligoppervlak
- Max. 300 kg (200 kg bij de WendyLett 4Way met handgrepen)

(1) De WendyLett onder- en hoeslakens zijn ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met zelfstandig draaien in bed. Het onderlaken wordt onder het matras ingestopt terwijl het hoeslaken een elastische band heeft rondom het matras deze blijft daardoor goed op zijn plaats (is geschikt voor

matrassen tot 20 cm dik).

Het is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand aan de zijkant van het matras. Door te kiezen voor een onder- of hoeslaken dat niet helemaal doorloopt tot aan het voeteneind, hebben mensen meer grip bij het voeteneinde waardoor zij hier beter kunnen afzetten met de voeten. Als het gladde satijn doorloopt tot aan het voeteneinde geeft dit nauwelijks wrijving waardoor er minder kans is op doorligwonden (ook) op de hielen.

(2) Het WendyLett2Way-en 4Way steeklaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett onderlaken of hoeslaken. Het steeklaken is gemaakt van speciaal geweven katoen wat comfortabel aanvoelt.

Het WendyLett2Way steeklaken

- Vervaardigt uit comfortabel katoen
- Gemakkelijker te draaien in bed, eventueel met hulp
- Schouder en/of heup dienen op het steeklaken te liggen
- Maakt zitten met verhoogd hoofdeinde mogelijk zonder naar beneden te schuiven

Het WendyLett4Way steeklaken

- Satijnen onderzijde voor minimale wrijving
- Gemakkelijk draaien en hoger op plaatsen in bed
- Ideaal voor meer passieve zorgvragers
- Beschikbaar in uitvoeringen met: Incontinentiemateriaal (droog oppervlak) en/of handgrepen, voor het draaien en positioneren m.b.v. een tillift (max. 200 kg)