

Beschermlaken - zonder mouwen



Art: AD053176



Productinformatie

Het beschermlaken bestaat uit het bovenstuk van een pyjama, in een hoeslaken genaaid. Het voorkomt dat de patiënt zijn pamber open plukt. Het nodigt verstrooide patiënten uit in bed te blijven liggen. Dit alles met een maximale bewegingsvrijheid voor de patiënt. Voor matrassen 80-90 cm Het beschermlaken

- Staat de patiënt toe te bewegen in bed.
- Staat het personeel toe pamber e.d. te vervangen.
- Laat de patiënt toe armen en benen vrij te bewegen.
- Is vervaardigd uit 100% puur katoen.
- Heeft een sterke rits met sluiting aan het voeteinde.
- Heeft een rubberen band om gemakkelijk en kreukelvrij rond de matras te kunnen plaatsen
- Heeft zijdelingse openingen die het gebruik van sondes en tubes mogelijk maken

Specificaties

200 x 90 cm