

One way glide voor de rolstoel



Art: AD021432



Productinformatie

De OneWay Glide wordt gebruikt om de gebruiker rechtop te zetten of te herpositioneren in de stoel/zetel of het bed.

Het is een buisvormig hulpmiddel dat zeer goed glijdt in één richting terwijl het blokkeert in de andere richting.

Hierdoor kan de gebruiker heel gemakkelijk rechtop komen te zitten terwijl het onderuit glijden verhinderd wordt.

Een incontinentiehoes kan eventueel afzonderlijk besteld worden.

Specificaties

- afmetingen: 43 x 37 cm
- vulling: polyester
- binnenkant: nylon
- OneWay materiaal: polyester
- bovenzijde: antislip
- machinewasbaar op 80°C, mag in de droogkast
- maximale belasting: 150 kg