

## KGT

Art: 874032 | Marque: [SIGVARIS](#)



## Informations sur le produit

Bas de de compression Medicale CLASSE 3 AG (bas cuisse) pour femmes et hommes.

Le fil de coton hors pair utilisé pour Thermoregulating (Cotton) a été traité sur la face intérieure et repose directement sur la peau. Grâce aux caractéristiques naturelles du coton, Thermoregulating (Cotton) est particulièrement adapté aux clients à la peau sensible et offre un confort et un bien-être supérieurs. En cas de variations des conditions climatiques, le mélange de fibres équilibre les perceptions thermiques.

**Saisons/Usages :** Toutes saisons. Se porte au quotidien.

**Construction:** Polyamide - Elasthanne - Coton

### Indications:

- Troubles trophiques graves
- Ulcères ouverts (ne pas utiliser directement sur une plaie ouverte)
- Lymphoedèmes réversibles
- Varices prononcées avec oedème mature

### Retouches possibles:

- Ajouter un bord
- Raccourcir les orteils fermés (préciser la pointure)
- Remplacer le bord anti-glisse par une autre modèle (préciser la modèle)
- Raccourcir la hauteur (préciser le nombre de cm à retirer - max. 5 cm)

- + Idéal pour les personnes à la peau sensible
- + 100% coton en contact avec la peau
- + doux et absorbant
- + bas polyvalent sobre
- + morphologies normales et plus disponibles

- + Disponible en CCl 1, 2 et 3
- + Tous les modèles sont disponibles
- + Fibre coton peu élastique et donc très efficace sur les oedèmes
  
- Pas transparent