

Verticalisateur ReTurn 7500i - 68,5 x 57 x 115 cm



Art: 180755



Informations sur le produit

Le ReTurn permet un transfert sûr et actif lorsque l'utilisateur a besoin d'aide pour se lever ou pour se déplacer vers un lit, un fauteuil roulant ou des toilettes. Le dispositif peut également être utilisé pour aider les utilisateurs à reculer dans le fauteuil.

Le ReTurn roule très facilement, même avec des utilisateurs plus lourds, et son rayon de braquage est faible, ce qui signifie, par exemple, qu'un fauteuil roulant n'a pas besoin d'être placé à côté du lit. Le ReTurn nécessite peu d'espace, ce qui rend son utilisation agréable et sûre dans les petits espaces également. Le ReTurn est disponible en trois modèles, conçus pour une manœuvre pratique et une utilisation dans les petits espaces.

L'outil est également facile à monter et à démonter pour le transport et le stockage. Le montant du ReTurn portant la référence 180755 a une hauteur standard adaptée à la plupart des adultes. Et une ouverture dans l'échelle qui permet d'accrocher facilement la ceinture ReTurnBelt.

Le ReTurn avec la référence 180754 a un support de levage inférieur qui convient comme aide à la station debout pour les adultes plus petits et pour les enfants. Cette aide fonctionne également très bien dans les situations de soins spéciaux, comme dans les services de radiologie.

- + les modèles 180755 et 180754 ont la même plaque de base qui permet d'alterner entre le support plus haut et le support plus bas comme aide à la verticalisation
- + les supports de jambe pivotent facilement à l'angle approprié pour chaque utilisateur
- + un sac spécialement conçu protège les art. 180755 et 180754 pendant le stockage et le transport
- + de nombreux accessoires pour plus de sécurité et de facilité d'utilisation
- + charge maximale : 150 kg