

Therabra/Comprevest XL C/D Black



Art: 840644 | Marque: [SIGVARIS](#)



Informations sur le produit

Brassière de compression

Compression: 15 -25 mmHg

Indications:

- Lymphoedème du tronc
- Oedème mammaire
- Oedème post-mastectomie

Conseils d'utilisation:

- Des dispositifs de capitonnage peuvent être insérés dans les poches internes prévues à cet effet
- + Simple d'utilisation
- + Application autonome et ajustements aisés par système d'agrafes et bretelles ajustables
- + Entretien facile
- + Confortable
- + Dispositif léger
- + Texture douce
- + Personnalisable
- + Adaptable au volume de l'œdème
- + Compression appliquée ajustable
- + Association possible avec d'autres produits pour ajuster le niveau de pression