


## Alaise d'évacuation - 200 x 87 x 0,4 cm - blanche



Art: 180400



### Informations sur le produit

Le tapis d'évacuation permet d'évacuer rapidement et en toute sécurité les personnes alitées. Le tapis d'évacuation est placé sous le matelas et y reste en permanence. Lors d'une évacuation, la personne alitée est attachée au matelas à l'aide de deux sangles, de sorte que le matelas forme un cocon protecteur autour du patient. Les sauveteurs utilisent les courroies d'évacuation situées au pied et à la tête du matelas d'évacuation pour déplacer le matelas avec la personne du lit sur le sol et dans les escaliers jusqu'à ce qu'elle soit mise en sécurité.