

KGT

Art: 864186 | Marque: [SIGVARIS](#)



Informations sur le produit

Bas de compression Medicale CLASSE 1 AG (bas cuisse) pour femmes et hommes.

Le fil de coton hors pair utilisé pour Thermoregulating (Cotton) a été traité sur la face intérieure et repose directement sur la peau. Grâce aux caractéristiques naturelles du coton, Thermoregulating (Cotton) est particulièrement adapté aux clients à la peau sensible et offre un confort et un bien-être supérieurs. En cas de variations des conditions climatiques, le mélange de fibres équilibre les perceptions thermiques.

Saisons / Usages : Toutes saisons. Se porte au quotidien.

Construction: Polyamide - Elasthanne - Coton

Indications:

- Jambes lourdes
- Varices
- Après sclérothérapie ou chirurgie des varices
- Grossesse et post partum

Retouches possibles:

- Ajouter un bord
 - Raccourcir les orteils fermés (préciser la pointure)
 - Remplacer le bord anti-glisse par une autre modèle (préciser la modèle)
 - Raccourcir la hauteur (préciser le nombre de cm à retirer - max. 5 cm)
-
- + Idéal pour les personnes à la peau sensible
 - + 100% coton en contact avec la peau
 - + doux et absorbant
 - + bas polyvalent sobre
 - + morphologies normales et plus disponibles

- + Disponible en CCl 1, 2 et 3
- + Tous les modèles sont disponibles
- + Fibre coton peu élastique et donc très efficace sur les oedèmes
- Pas transparent