

Bandage avec articulation pour le genou, Neo-G



Art: AD142011 | Marque: [NEO-G](#)



Informations sur le produit

Utilisé comme bandage de soutien stable lors de la surcharge du genou où la pression doit être évitée au niveau de la rotule. Une articulation est prévue latéralement pour permettre la flexion avec une limitation de la rotation. Le bandage est placé au milieu, autour du genou puis on tire sur la bande du milieu. Ensuite, on fait la même chose avec la bande inférieure et la bande supérieure jusqu'à l'obtention d'un soutien confortable. Taille unique, utilisable bilatéralement. Circonférence : max. 56 cm (à mesurer 10 cm au-dessus de la genou).