

35 x 200 cm

Art: 381703 | Marque: [RELAX](#)

Informations sur le produit

Les protections de barrière de lit FR sont placées sur les barrières de lit. Cela permet au patient de bouger librement, sans risquer de se cogner ou de se blesser sur la barrière de lit. Le personnel soignant peut prendre en charge le patient confortablement. Les protections de barrières de lit FR avec rabats sont pourvues de rabats afin que l'espace entre le matelas et la barrière soit bien fermé. Les protecteurs sont simples et rapides à installer par une fermeture éclair. Ils sont confectionnés en matière polyuréthane et contiennent un remplissage doux d'ouate compacte. Aussi bien le textile extérieur que le remplissage sont ignifugés. Le protecteur de barrière est solide, étanche, antiallergique, résistant aux acariens. **CONTENU:**

- 100% FR polyester 250gr/m²
- Propriété ignifuge permanente

MATERIEL :

- Tissu: 58% polyester - 42% PU FR 210 gr/m²
- Propriété ignifuge permanente
- Fermeture à glissière spirale ignifugée
- Lavable à 40°

DISPONIBLE EN 2 TYPES:

- Sans rabat
- Pourvue de rabat afin que l'espace entre le matelas et la barrière soit bien fermé

Options possibles, à demander par email :

- Cadenas en laiton 25mm