

Chippad Genifit Women M l



Art: 840302 | Marque: [SIGVARIS](#)



Informations sur le produit

Dispositif de capitonnage génital pour femme.

Indications:

- Lymphoedème génital
- Oedème abdominal (version long)

Conseils d'utilisation:

- A porter avec le Sigvaris COMPRESHORTS ou d'autres vêtements
 - + Augmentation de la pression locale en association avec un dispositif de compression
 - + Mousse fragmentée favorisant le drainage de la lymphe et le massage des tissus sous-cutanés
 - + Forme anatomique