

Circulation MAXX Reflexology stimulateur des muscles

Art: AD168962



Informations sur le produit

Ce stimulateur musculaire réduit les pieds et les chevilles enflés et les douleurs aux jambes. En exerçant une pression sur les zones réflexes de vos pieds, les processus naturels de votre corps sont soutenus et favorisés. Vous placez vos pieds nus sur l'appareil, puis l'appareil envoie de petites impulsions électriques à travers votre corps via la technologie EMS, qui active l'action de pompage des muscles et améliore la circulation sanguine. Les 4 pads de gel auto-adhésifs fournis peuvent également être placés sur le dos ou les épaules pour que l'appareil puisse être utilisé pour tout le corps. L'appareil est également livré avec un appareil de stimulation pour les nerfs TENS gratuit qui envoie des impulsions électriques à travers votre peau jusqu'aux nerfs. Les impulsions électriques soulagent la douleur car les nerfs de la douleur fonctionnent moins bien. L'appareil TENS dispose de 6 programmes de massage différents et utilise des techniques de poussée, de ventouses, de grattage et de martelage. Appareil compact, donc facile à emporter. Y compris une télécommande et un manuel d'utilisation. Ne convient pas aux personnes portant des stimulateurs cardiaques ! Spécifications :

- dimensions : 34 x 32,5 x 5 cm
- piles nécessaires : 4 x piles AA (appareil, si non utilisé sur l'électricité) 2 piles AAA (télécommande) 2 piles AAA (appareil TENS)
- poids : 1,3 kg