

Sloop CVA kussen - badstof - wit



Art: 380503 | Merk: RELAX



Productinformatie

Sloop om rond het Relax CVA kussen te doen.

Een goede sloop zorgt voor:

- een betere hygiëne: als uw kussen vuil is of bij het wisselen van patiënt kan u gemakkelijk de sloop afnemen en wassen.
- een langere levensduur: omdat de naden van het kussen bij rechtstreeks gebruik meer afzien.
- Als u rond de kussens een sloop plaatst gaat uw kussen langer mee.
- esthetiek: een fris kleurtje rond uw kussen oogt veel mooier en u kan af en toe veranderen van kleur.

Beschikbare materialen:

- Katoen en badstof
- Andere materialen en kleuren op aanvraag

Wasinstructies:

- Alle slopen zijn wasbaar op 60°