

Wiggen voor zijdelingse ondersteuning in bed, met klittenband



Art: AD104327 | Merk: [MMC](#)



Productinformatie

De positioneringsdriehoek voorkomt dat mensen uit bed rollen zonder hun al teveel in de beweging te remmen. Bij deze wiggen worden de driehoeken vastgezet met klittenband op een 210 PU onderlaag. Als men op bed ligt, is het niet mogelijk de klittenband los te trekken. De banden worden onder de matras doorgevoerd of vastgemaakt. Vervaardigd uit CMHR 25, dit is een brandvertragend schuim met een densiteit van 25 kg. De blauwe hoes is een PU 210. Technische info: 20 x 20 x 90 cm