

Baseline Fold-Up monofilaments set volledige set van 

20 (alle diktes) -- 12-1743

Art: AD168827 | Merk: [BASELINE](#)



Productinformatie

Test voor oppervlakgevoeligheid. Hij werkt op basis van draadjes van verschillende diktes. Deze worden tegen de huid gedruwd en aan de patiënt wordt gevraagd of hij/zij de aanraking voelt. Voorzien van een kleurgecodeerd systeem die de toestand aangeeft. Elk filament kan ook afzonderlijk besteld worden.