Care’Save Fixation express des chevilles 10-30 cm- au lit - 4 clés/1 serrure exclues

Art: 183332



Informations sur le produit

La sangle Care’Save pour la fixation rapide des chevilles au lit s'utilise dans les cas d'urgence ; elle se fixe au cadre du lit par-dessus le matelas à l'aide de fermetures magnétiques. Cette ceinture est équipée de 2 sangles de cheville. Assure-toi que les fermetures magnétiques soient déjà en place sur la sangle de cheville pour que celle-ci puisse être fermée immédiatement dès que le patient présente sa cheville.

4 fermetures et 1 clé sont nécessaires pour cette ceinture (non fournies).

Spécifications

- lavable à 90 °C