Care'Save Ceinture transversale - 1 clés/2 serrures exclues

Art: 183326



Informations sur le produit

Cette ceinture se place par-dessus le matelas et se fixe au cadre du lit à l'aide de 2 fermetures magnétiques. On peut y attacher la ceinture universelle Care’Save pour les poignets et les chevilles. Pour empêcher le patient de tirer la ceinture transversale Care’Save vers le haut, celle-ci peut être fixée davantage à l’aide d’une rallonge universelle Care’Save.

Il faut 2 verrous et 1 clé pour cette ceinture (non fournis).

Spécifications

- matériau : polypropylène recyclable
- l'intérieur est doté d'un rembourrage moelleux, ce qui apporte un confort supplémentaire
- lavable à 35 °C